

## **FICHA TÉCNICA**

### **1. APLICACIÓN Y FORMA DE USO**

AXON GEL es un gel sanitizante con una concentración del 70 % de alcohol etílico, apto para ser usado en superficies inertes de establecimientos habilitados por SENASA. Recomendado para uso en las áreas de manipulación de alimentos, elimina gérmenes y bacterias, y se evapora rápidamente.

Aplicar directamente sobre la superficie a sanitizar. En superficies inertes se recomienda un contacto mínimo de 5 minutos. Posteriormente enjuagar con abundante agua potable.

### **2. DATOS TECNICOS**

- Aspecto: Gel
- Color: incoloro
- Olor: Característico
- PH: neutro
- Inflamabilidad: Inflamable

### **3. PRESENTACION**

- Bidones de 5 lts
- Cajas de 4 bidones de 5 lts
- Tambor de 200 y 1000 lts.

### **4. PRECAUCIONES**

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos y piel irritada, enjuagar con abundante agua. En caso de irritación persistente consulte a su médico. Enjuague y seque las manos luego de utilizar el producto. En caso de ingestión, beber abundante agua y consultar a un médico. Centro Nacional de Intoxicaciones o SERVICIO DE TOXICOLOGIA

### **5. NOTAS**

Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco. Producto destinado al uso profesional. Con restricción al personal calificado. Ficha de Seguridad disponible para usuarios profesionales. Para otras utilidades consultar el Departamento Técnico de AXON.

**CIENTÍFICA AXON**

Av. La voz del interior 8280 - Bº Los Boulevares – Córdoba  
TEL. /FAX. (0351) 4998869 / 4088 - <http://cientificaaxon.com/>