

QUITASARRO GEL



Ficha Técnica

Revisión: 01 – Fecha: 08/01/2025

1. APLICACIÓN Y FORMA DE USO

QUITASARRO en gel es un producto desarrollado para efectuar una limpieza a fondo de los artefactos sanitarios. Remueve las desagradables marcas producidas por las incrustaciones de sales calcáreas y ferrosas en inodoros, lavatorios, bañeras, etc. La consistencia de este gel, posibilita obtener un prolongado tiempo de contacto con la superficie a limpiar y su rápida remoción en el momento del enjuague

Aplique el producto tal cual viene, sobre el borde superior del sanitario a limpiar. Deje actuar 20 minutos.

2. DATOS TECNICOS

- ASPECTO FISICO: Gel ligeramente viscoso
- COLOR: Ámbar claro.
- OLOR: Característico
- PH: 1,5-2,5
- PESO ESPECIFICO A 15°C: 1,08 – 1,12
- SOLUBILIDAD: Completamente soluble en agua

3. PRESENTACION

- Bidones de 5 lts
- Cajas de 4 bidones de 5 lts
- Tambor de 200 y 1000 lts.

4. PRECAUCIONES

Utilice elementos de protección personal, gafas, guantes y calzado de seguridad. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, muy irritante, lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos, solicitar atención médica. Enjuague y seque las manos luego de utilizar el producto. En caso de ingestión, no provocar vómito, solicitar atención médica inmediata. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. Hospital de Niños: (0351) 4586405. HOSPITAL DE URGENCIAS CORDOBA: (0351) 4276200.

5. NOTAS

Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco. Producto destinado al uso profesional. Con restricción al personal calificado. Ficha de Seguridad disponible para usuarios profesionales. Para otras utilizaciones consultar el Departamento Técnico de AXON.